

Baby System®



Orthopaedic Line for
Children



BABY SYSTEM CORRECTIVE NAPPY

The Baby System Corrective Nappy promotes a prompt and easy separation of a baby's limbs while they are still developing. It also encourages correct maturation at the hip joint even when a late ossification is detected.

Available in 3 sizes:

Size 1 - Art.301 (semi-rigid only): from birth to 5-6kg (approximately a 14cm abduction)

Size 2 - Art.302 (rigid only): for babies from 6 to 9 kg (approximately a 16cm abduction)

Size 3 - Art.303 (rigid only): for children from 9 to 15kg (approximately a 18cm abduction)

[CHECK PRICE Online](#)

Ligne Pédiatrique
Orthopédique



PETITE CULOTTE BABY SYSTEM

En utilisant la petite culotte Baby System, un écartement des hanches favorise le développement des hanches. Le développement des os se trouvant facilité lors de la croissance et de l'ossification.

Disponible en 3 mesures:

Mesure 1 - Art.301 (uniquement Semi-rigide): dès la naissance jusqu'à 5-6kg (écartement indiqué 14 cm)

Mesure 2 - Art.302 (seulement Rigide): pour enfants de 6 à 9kg (écartement indiqué 16 cm)

Mesure 3 - Art.303 (seulement Rigide): pour enfants de 9 à 15kg (écartement indiqué 18 cm)

[CONSULTER LE PRIX En ligne](#)

Ligne Pédiatrique Orthopédique

Pädiatrische
Produktlinie für Kinder



BABY SYSTEM KORREKTIVE SPREIZHOSE

Für alle leichten Fälle sogenannter Hüftdysplasie, bei denen eine geeignete Abduktion genügt, um eine korrekte Nachreifung der Hüften zu erzielen.

Erhältlich in den Größen:

Größe 1 - Art.301 (nur halbhart): ab der Geburt bis zu 5/6 kg (Abduktion etwa 14 cm)

Größe 2 - Art.302 (nur hart): für Kinder zwischen 6 und 9 kg (Abduktion etwa 16 cm)

Größe 3 - Art.303 (nur hart): für Kinder zwischen 9 und 15 kg (Abduktion etwa 18 cm)

[PREIS Online PRÜFEN](#)

Línea Pediátrica
Ortopédica



PAÑAL CORRECTIVO BABY SYSTEM

A través del uso del Pañal Correctivo Baby System se favorece una adecuada apertura de las piernas durante el desarrollo, ayudándolas a madurar correctamente incluso cuando haya una situación de osificación tardía.

Disponible en 3 tallas:

Talla 1^a - Art.301 (sólo semirígida): niños con peso inferior a 5-6 kg (aproximadamente abducción de 14 cm)

Talla 2^a - Art.302 (sólo rígida) : niños entre 6 a 9 kg de peso (aproximadamente abducción de 16 cm)

Talla 3^a - Art.303 (sólo rígida) : niños entre 9 a 15 kg de peso (aproximadamente abducción de 18 cm)

[CONSULTAR PRECIO Online](#)

Línea Pediátrica Ortopédica